

EmbryoGlue®

Vitrolife

US

EN: Indication for use

Medium for embryo transfer.

Product Description

EmbryoGlue® is a bicarbonate buffered medium containing recombinant human albumin, hyaluronan and gentamicin as an antibacterial agent.

For use after equilibration at +37°C and 6 % CO₂ atmosphere.

Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

EmbryoGlue® is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

For Non-EU: Media bottles should not be stored after opening.

Discard excess media after completion of the procedure.

EU: Media bottles can be used for up to two weeks after first opening, use aseptic technique and minimize the time outside the refrigerator. Record the opening date on the bottle. Discard excess media no later than two weeks after first opening.

Directions for use

Embryo transfer

Add approximately 1 mL of EmbryoGlue® to the well of a rinsed 1-well dish. Add approximately 2 mL of EmbryoGlue® to the moist of the 1-well dish. Equilibrate the dish in +37°C and 6 % CO₂ for 4–24 hours. Equilibrate the embryos to be transferred in the well containing EmbryoGlue® for a minimum of 10 minutes in a 6 % CO₂ environment prior to transfer. Rinse the 1 mL non-toxic syringe by drawing up and then out media from the moist several times until no air bubbles are observed in the syringe. Draw up approximately 0.5–1.0 mL of the medium from the moist. Firmly attach the transfer catheter to the pre-rinsed 1 mL non-toxic syringe. Flush approximately 0.5–1.0 mL of equilibrated transfer medium from the moist through and out of the catheter. After rinsing, draw approximately 0.1 mL of EmbryoGlue® from the center well and expel into the moist until approximately 20 µL is left in the syringe.

Under microscopic control, gently load the embryos into the catheter in approximately 10–15 µL of additional EmbryoGlue® followed by a small amount of air. (The small pocket of air at the tip allows better imaging of the tip for ultrasound guided transfers). For the embryo transfer, pass the tip of the catheter into the uterus approximately 1 cm from the top of the cavity and expel the embryos in a total volume of approximately 25–30 µL of medium. Slowly withdraw the catheter while maintaining steady pressure on the plunger of the syringe. Make a final microscopic examination of the catheter.

Specifications

Sterile filtered SAL 10³

Mouse embryo assay (1-cell) [% expanded blastocyst within 96 hours] ≥ 80

Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL] < 0.25

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

Precautions

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use EmbryoGlue® if it appears cloudy.

EmbryoGlue® contains recombinant human albumin (produced in yeast), hyaluronan and gentamicin. Do not use in patients with known hypersensitivity/allergy to any of the components.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

БГ: Показания за употреба

Среда за трансфер на ембриони.

Описание на продукта

EmbryoGlue® е буферирана с бикарбонатна среда, която съдържа рекомбинантен човешки албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство.

За употреба след темпериране в инкубатор при +37°C в 6 % CO₂.

Инструкции за съхранение и стабилност

Да се съхранява на темпо при температура от +2 до +8 °C.

За држави извън ЕС: Бутилките със среда не трябва да се съхраняват след отваряне. Извърпнете изписаното количество среда след приключване на процедурата.

ЕС: Бутилките със среда могат да бъдат използвани до две седмици след първото отваряне. Използвайте асептична техника и сведете до минимум времето на престой на кървливина. Запишете датата на отваряне на бутилката. Извърпнете изписаното количество среда по-късно от две седмици след първото отваряне.

Not for injection.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Спецификации

Sterilized filtered SAL 10³

Muse embryo assay (1-cell) [% expanded blastocyst within 96 hours] ≥ 80

Bakterielle endotoxines (LAL assay) [EU/mL] < 0.25

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

Precautions

Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use EmbryoGlue® if it appears cloudy.

EmbroyoGlue® contains recombinant human albumin (produced in yeast), hyaluronan and gentamicin. Do not use in patients with known hypersensitivity/allergy to any of the components.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Description of ISO Symbols

STERILE	A	Sterilized using aseptic processing techniques
10°C		Temperature limit
MF		Date of manufacture
UD		Use-by date
CAUTION		Caution: Consult accompanying documents.
REF		Catalog number
LOT		Batch code
CE 260		CE Mark (Conformité Européenne)

CHINA

CHN: 胚胎移植液EmbryoGlue®产品说明书

产品名称：胚胎移植液

适用范围

适用于体外生殖技术中胚胎的移植。

产品型号及规格

型号：EmbryoGlue®, 10085

规格：1×10mL

产品注册证号及技术要求编号

产品注册证编号：国械注进20203180350

产品技术要求编号：国械注进20203180350

产品性能及主要结构组成

胚胎移植液EmbryoGlue®是含有重组白蛋白、透明质酸、抗菌剂及人血素的碳水化合物的培养液。

在+37°C和二氧化碳浓度为6%环境预平衡后使用。

产品有效期及储存条件

产品有效期：生产之日起24周内有效。

避光储存于+2°C ~ +8°C。

产品在运输过程中储存温度可以超过8°C，但不超过12°C，且最长时长不超过7天。

EmbryoGlue®在包装瓶标签上和该生产批号的质检分析报告上显示的有效期内是稳定的。

培养液开封后不再继续储藏，本产品供一次性使用。使用后应丢弃剩余产品。

生产日期：见标签

使用期限：见标签

使用方法

胚胎移植

添加约1 mL EmbryoGlue®置于已冲洗过的中心孔培养皿的孔中。添加约2 mL EmbryoGlue®置于中心孔培养皿的外周槽中。培养皿在+37°C和二氧化碳浓度为6%的环境中预平衡4–24小时。在移植之前将胚胎转移到含EmbryoGlue®的培养皿中心孔中，在二氯化碳浓度为6%的环境中静置至少10分钟，最终为4小时。冲洗1 mL无菌注射器中的方法是反复吸培养液至外周槽中培养皿的培养液，将移植管紧密连接至冲洗过的1 mL无菌注射器。用培养皿周围槽内约0.5–1.0 mL的平衡后冲洗液仔细冲洗移植管，冲洗后，从培养皿中心孔中吸约1 mL EmbryoGlue®，然后排出一些到培养皿外周槽中直至在腔室内留下约20 µL。在显微镜的观测下，小心地再插入一小袋空气。（在移植管的一小段空间可使气泡在腔室中消失而更清晰，从而更好地指导移植）。胚胎移植时，将移植管的未端进入子宫，在距离宫颈顶部约1 cm处进行固定并约25–30 s培养液。慢慢抽出移植管，此过程中应保持注射器活塞稳定的压力。最后在显微镜下进行最终检查，以确定无胚胎残留。

规格

过滤灭菌 SAL 10³

鼠胚试验（1-细胞）[96小时内扩长囊胚率] ≥ 80

细菌内毒素（LAL检测）[EU/mL] < 0.25

每个批量的质检分析报告随货提供。

禁忌症、注意事项及警示

如果发现瓶子的完整性受损，请丢弃该产品。

本产品为透明液体，如果发现产品颜色变化或者浑浊，请不要使用。

EmbryoGlue®胚胎移植液含有源于酵母菌的人重组白蛋白，透明质酸和大鼠毒素。不要用于已知对任何成分过敏的患者。

Vitrolife建议您在使用本产品时，严格按照无菌操作技术。

关于使用IVF培养液产品，包括Vitrolife的IVF培养液产品，在生殖质量和发育毒性上的风险还没有论断。

本产品仅能作为注射用制剂使用。

本产品建议与Vitrolife公司的IVF系列培养液配套使用。

注意：产品必须符合医疗部门相关操作规范和法规，仅限于经培训的医务人员使用。

ISO符号描述

STERILE	A	经无菌加工技术灭菌
10°C		温度极限
MF		生产日期
UD		有效期
CAUTION		警告：参考随附文件
REF		产品编号
LOT		批次代码
CE 260		CE认证 (Conformité Européenne)

EUROPE

EN: Indication for use

Medium for embryo transfer.

Product Description

EmbryoGlue® is a bicarbonate buffered medium containing recombinant human albumin, hyaluronan and gentamicin as an antibacterial agent.

For use after equilibration at +37°C and 6 % CO₂ atmosphere.

Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

EmbryoGlue® is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

For Non-EU: Media bottles should not be stored after opening.

Discard excess media after completion of the procedure.

EU: Media bottles can be used for up to two weeks after first opening, use aseptic technique and minimize the time outside the refrigerator. Record the opening date on the bottle. Discard excess media no later than two weeks after first opening.

Directions for use

Embryo transfer

Add approximately 1 mL of EmbryoGlue® to the well of a rinsed 1-well dish. Add approximately 2 mL of EmbryoGlue® to the moist of the 1-well dish. Equilibrate the dish in +37°C and 6 % CO₂ for 4–24 hours. Equilibrate the embryos to be transferred in the well containing EmbryoGlue® for a minimum of 10 minutes in a 6 % CO₂ environment prior to transfer. Rinse the 1 mL non-toxic syringe by drawing up and then out media from the moist several times until no air bubbles are observed in the syringe. Draw up approximately 0.5–1.0 mL of the medium from the moist. Firmly attach the transfer catheter to the pre-rinsed 1 mL non-toxic syringe. Flush approximately 0.5–1.0 mL of equilibrated transfer medium from the moist through and out of the catheter. After rinsing, draw approximately 0.1 mL of EmbryoGlue® from the center well and expel into the moist until approximately 20 µL is left in the syringe.

Under microscopic control, gently load the embryos into the catheter in approximately 10–15 µL of additional EmbryoGlue® followed by a small amount of air. (The small pocket of air at the tip allows better imaging of the tip for ultrasound guided transfers).

For the embryo transfer, pass the tip of the catheter into the uterus approximately 1 cm from the top of the cavity and expel the embryos in a total volume of approximately 25–30 µL of medium. Slowly withdraw the catheter while maintaining steady pressure on the plunger of the syringe. Make a final microscopic examination of the catheter.

Specifications

Sterile filtered SAL 10³

Mouse embryo assay (1-cell) [% expanded blastocyst within 96 hours] ≥ 80

Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL] < 0.25

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

Preventive opatření

Produkt zlikvidujte, došlo-li k porušení celistvosti lžíceky. Přidejte približně 1 ml přípravku EmbryoGlue® do lžíceky 1-jakové destičky.

