

## EmbryoGlue®



### US

#### EN: Indication for use

Medium for embryo transfer.

#### Product Description

EmbryoGlue® is a bicarbonate buffered medium containing recombinant human albumin, hyaluronan and gentamicin as an antibacterial agent.

For use after equilibration at +37°C and 6 % CO2 atmosphere.

#### Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

EmbryoGlue® is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

**Media bottles should not be stored after opening. Discard excess media after completion of the procedure.**

#### Directions for use

##### Preparation of dishes

Add no less than 0.5 ml of EmbryoGlue® to the well and no less than 0.5 ml to the most of a 1-well dish. Equilibrate the dish at +37°C and 6 % CO2 for 2–24 hours with the lid on.

In a non-humidified environment, dishes should not be stored for > 6 h.

##### Preparation of embryos

Equilibrate the embryos in EmbryoGlue® for a minimum of 10 minutes at +37 °C in a 6% CO2 environment prior to transfer. The embryos can stay in EmbryoGlue® for up to 4 hours. To avoid evaporation, keep the lid on the dish.

In a non-humidified environment, complete the embryo transfer procedure within 6 h after dish preparation.

##### Preparation of transfer catheter

Attach the transfer catheter to a 1 ml, non-toxic syringe and draw up approximately 0.5 ml of the equilibrated medium from the moat. Rinse the catheter by expelling EmbryoGlue® back into the moat.

##### Embryo transfer

After rinsing, draw approximately 0.1 mL of EmbryoGlue® from the center well and expel into the moat until approximately 20 µL is left in the syringe. Under microscopic control, gently load the embryos into the catheter in approximately 5–10 µL of additional EmbryoGlue® followed by a small amount of air. (The small pocket of air at the tip allows better imaging of the tip for ultrasound guided transfers). For the embryo transfer, pass the tip of the catheter into the uterus approximately 1 cm from the top of the cavity and expel the embryos in a total volume of approximately 25–30 µL of medium. **Slowly withdraw the catheter while maintaining steady pressure on the plunger of the syringe.** Make a final microscopic examination of the catheter.

<b>Specifications</b>	
Sterile filtered	SAL 10 <sup>+</sup>
Mouse embryo assay (1-cell) [% expanded blastocyst within 96 hours]	≥ 80
Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL]	< 0.25
LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.	

<b>Precautions</b>	
Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use EmbryoGlue® if it appears cloudy.	

EmbryoGlue® contains recombinant human albumin (produced in yeast), hyaluronan and gentamicin. Do not use in patients with known hypersensitivity/allergy to any of the components.

Re-use may result in microbiological contamination and/or product changes in the product.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife’s IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

<b>Description of ISO Symbols</b>	
<span><span><span></span></span></span> Sterilized using aseptic processing techniques	
<span><span><span></span></span></span> Temperature limit	
<span><span><span></span></span></span> Date of manufacture	
<span><span><span></span></span></span> Do not re-use, discard after procedure.	
<span><span><span></span></span></span> Use by - see label.	
<span><span><span></span></span></span> Caution: Consult accompanying documents.	
<span><span><span></span></span></span> Catalog number	
<span><span><span></span></span></span> Batch code	
<span><span><span></span></span></span> CE Mark (Conformité Européen)	

## CHINA

<b>EN: Indication for use</b>	
Medium for embryo transfer.	

<b>Product Description</b>	
EmbryoGlue® is a bicarbonate buffered medium containing recombinant human albumin, hyaluronan and gentamicin as an antibacterial agent.	
For use after equilibration at +37°C and 6 <span> </span> % CO2 atmosphere.	

#### Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8 °C.

EmbryoGlue® is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

**Media bottles should not be stored after opening. Discard excess media after completion of the procedure.**

#### Directions for use

##### Preparation of dishes

Add no less than 0.5 ml of EmbryoGlue® to the well and no less than 0.5 ml to the most of a 1-well dish. Equilibrate the dish at +37°C and 6 % CO2 for 2–24 hours with the lid on.

In a non-humidified environment, dishes should not be stored for > 6 h.

##### Preparation of embryos

Equilibrate the embryos in EmbryoGlue® for a minimum of 10 minutes at +37 °C in a 6% CO2 environment prior to transfer. The embryos can stay in EmbryoGlue® for up to 4 hours. To avoid evaporation, keep the lid on the dish.

In a non-humidified environment, complete the embryo transfer procedure within 6 h after dish preparation.

##### Preparation of transfer catheter

Attach the transfer catheter to a 1 mL, non-toxic syringe and draw up approximately 0.5 mL of the equilibrated medium from the moat. Rinse the catheter by expelling EmbryoGlue® back into the moat.

##### Embryo transfer

After rinsing, draw approximately 0.1 mL of EmbryoGlue® from the center well and expel into the moat until approximately 20 µL is left in the syringe. Under microscopic control, gently load the embryos into the catheter in approximately 5–10 µL of additional EmbryoGlue® followed by a small amount of air. (The small pocket of air at the tip allows better imaging of the tip for ultrasound guided transfers). For the embryo transfer, pass the tip of the catheter into the uterus approximately 1 cm from the top of the cavity and expel the embryos in a total volume of approximately 25–30 µL of medium. **Slowly withdraw the catheter while maintaining steady pressure on the plunger of the syringe.** Make a final microscopic examination of the catheter.

<b>Specifications</b>	
Sterile filtered	SAL 10 <sup>+</sup>
Mouse embryo assay (1-cell) [% expanded blastocyst within 96 hours]	≥ 80
Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL]	< 0.25
LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.	

<b>Precautions</b>	
Discard product if bottle integrity is compromised. Do not use EmbryoGlue® if it appears cloudy.	

EmbryoGlue® contains recombinant human albumin (produced in yeast), hyaluronan and gentamicin. Do not use in patients with known hypersensitivity/allergy to any of the components.

Re-use may result in microbiological contamination and/or product changes in the product.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife’s IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

<b>EN: Pokazania za upotrebu</b>	
Сред за трансфер на ембриони.	

<b>Описание на продукта</b>	
EmbryoGlue® е буферна среда с бикарбонатна среда, която съдържа рекомбинантни човешки албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство.	
За употреба след temperiranje в инкубатор при +37°C в 6 <span> </span> % CO2.	

**Инструкции за съхранение и стабилност**

Да се съхранява на тъмно при температура от+2 до +8 °C.

EmbryoGlue® е стабилен до изтичане на срока на годност, обозначен върху етикета на опаковката и на спецификацията за партидата Сертификат от анализ.

**Бутилките със среда не трябва да се съхраняват след отваряне. Изхвърлете излишното количество среда след приключване на процедурата.**

#### Указания за употреба

Прибавете не по-малко от 0,5 ml EmbryoGlue® в ямката и не по-малко от 0,5 ml в улея на 1-ямковата плака.

Еквилибрирайте плаката при +37° C в 6% CO2 за 2 – 24 часа при затворен капак.

В неовлажнена атмосфера плаките не трябва да се съхраняват за > 6 часа.

**Приготвяне на ембриони**

Еквилибрирайте ембрионите в EmbryoGlue® в продължение на минимум 10 минути при +37° C в 6% CO2 среда преди трансфера им. Ембрионите могат да останат в EmbryoGlue® до до 4 часа. За да избегнете изпаряване, дръжте капка на плаката затворен.

В неовлажнена атмосфера зареждането процедурата за трансфера на ембриони в рамките на 6 часа след приключване на процедурата.

**Приготвяне на трансферната катетър**

Фиксирайте трансферния катетър към нетоксична спринцовка от 1 ml и аспирирайте приблизително 0,5 ml от еквилибрираната среда в улея. Промийте катетъра.

Храните в теом мест при температура от +2 до +8 °C.

Среда EmbryoGlue® остава стабилно до истечения срока годности, указанно на етикета, а также в Сертификате анализа к конкретному ЛОТУ.

**флаконы со средой не подлежат хранению после использования. Утилизируйте остатки сред по окончании процедуры.**

#### Инструкция по применению

##### Подготовка чашек

Добавьте в лунку не менее 0,5 мл среды EmbryoGlue® и не менее 0,5 мл в большинство одноруночных чашек. Уравновесьте чашку при температуре +37° C и уровне CO2 6 %. Эмбрионы могут находиться в среде EmbryoGlue® до 4 часов. Чтобы избежать испарения, чашка должна быть закрыта крышкой.

Подготовка эмбрионов

Перед переносом уравновесьте эмбрионы в среде EmbryoGlue® в течение 10 минут при температуре +37° C в атмосфере с концентрацией CO2 6 %. Эмбрионы могут находиться в среде EmbryoGlue® до 4 часов. Чтобы избежать испарения, чашка должна быть закрыта крышкой.

Подготовка катетера для переноса

Присоедините катетер для переноса эмбрионов к шприцу из нетоксичного материала объемом 1 мл и наберите из него около приблизительно 0,5 мл уравновешенной среды. Промойте катетер, смывая среду EmbryoGlue® обратно в ободок.

##### Перенос эмбрионов

После промывки наберите примерно 0,1 мл EmbryoGlue® из центральной лунки и выпустите в ободок, пока в шприце не останется примерно 20 мл среды. Подготовьте эмбрионы для переноса в матку приблизительно на 1 см от верней части полости и выпустите эмбрионы вместе с 2–5–30 мл среды. **Медленно извлеките катетер, удерживая постоянное давление на поршень шприца.**

Проведите окончательное исследование катетера под микроскопом.

**Спецификация**

Стерилизованная фильтрация SAL 10<sup>+</sup>

Тест на мышьяк эмбрионов (4-клеточный) [% экспандиранных бластоцист через 96 часов] ≥ 80

Бактериальные эндотоксины (LAL-тест) [Е.О.МЛ] < 0,25

Результаты тестов для конкретного ЛОТА доступны в Сертификате анализа, предоставляемом с каждой поставкой.

**Меры предосторожности**

Утилизируйте продукт, если нарушена целостность флакона. Не сполуайте среду EmbryoGlue®, если она стала мутной.

EmbryoGlue® содержит рекомбинантный человеческий албумин (полученный с использованием дрожжевой культуры), гиалуроновую кислоту и гентамицин. Не использовать для пациентов с установленной повышенной чувствительностью или аллергией на любой из этих компонентов.

Лекворное использование может стать причиной микробиологической контаминации и/или изменения состава продукта.

Во избежание контаминации компании Vitrolife рекомендуют деконтировать и использовать средство только с применением асептической методики.

Риск возникновения репродуктивной токсичности и эмбриотоксичности сред для ЭКО, включая среды для ЭКО Vitrolife, не был установлен и является непредопределенным.

Не использовать для инъекций.

#### Описание символов ISO

<span><span><span></span></span></span> Sterilized using aseptic processing techniques	
<span><span><span></span></span></span> Temperature limitation	
<span><span><span></span></span></span> Date of manufacture	
<span><span><span></span></span></span> Do not re-use, discard after procedure.	
<span><span><span></span></span></span> Use by - see label.	
<span><span><span></span></span></span> Caution: Consult accompanying documents.	
<span><span><span></span></span></span> Catalog number	
<span><span><span></span></span></span> Batch code	
<span><span><span></span></span></span> CE Mark (Conformité Européenne)	

<b>EN: Indication for use</b>	
Medium for embryo transfer.	

<b>Product Description</b>	
EmbryoGlue® is a bicarbonate buffered medium containing recombinant human albumin, hyaluronan and gentamicin as an antibacterial agent.	
For use after equilibration at +37°C and 6 <span> </span> % CO2 atmosphere.	

<b>Storage instructions and stability</b>	
Store dark at +2 to +8 <span> </span> °C.	
EmbryoGlue® is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.	
<b>Media bottles should not be stored after opening. Discard excess media after completion of the procedure.</b>	

Re-use may result in microbiological contamination and/or product changes in the product.

To avoid contamination Vitrolife strongly recommends that media should be opened and used only with aseptic technique.

The risk of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife’s IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

<b>EN: Pokazania za upotrebu</b>	
Сред за трансфер на ембриони.	

**Описание на продукта**

EmbryoGlue® е буферна среда с бикарбонатна среда, която съдържа рекомбинантни човешки албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство.

За употреба след temperiranje в инкубатор при +37°C в 6 % CO2.

<b>Описание на продукта</b>	
EmbryoGlue® е буферна среда с бикарбонатна среда, която съдържа рекомбинантни човешки албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство.	
За употреба след temperiranje в инкубатор при +37°C в 6 <span> </span> % CO2.	

**Инструкции за съхранение и стабилност**

Да се съхранява на тъмно при температура от+2 до +8 °C.

EmbryoGlue® е стабилен до изтичане на срока на годност, обозначен върху етикета на опаковката и на спецификацията за партидата Сертификат от анализ.

**Бутилките със среда не трябва да се съхраняват след отваряне. Изхвърлете излишното количество среда след приключване на процедурата.**

Прибавете не по-малко от 0,5 ml EmbryoGlue® в ямката и не по-малко от 0,5 ml в улея на 1-ямковата плака.

Еквилибрирайте плаката при +37° C в 6% CO2 за 2 – 24 часа при затворен капак.

В неовлажнена атмосфера плаките не трябва да се съхраняват за > 6 часа.

**Приготвяне на ембриони**

Еквилибрирайте ембрионите в EmbryoGlue® в продължение на минимум 10 минути при +37° C в 6% CO2 среда преди трансфера им. Ембрионите могат да останат в EmbryoGlue® до до 4 часа. За да избегнете изпаряване, дръжте капка на плаката затворен.

В неовлажнена атмосфера зареждането процедурата за трансфера на ембриони в рамките на 6 часа след приключване на процедурата.

**Приготвяне на трансферната катетър**

Фиксирайте трансферния катетър към нетоксична спринцовка от 1 ml и аспирирайте приблизително 0,5 ml от еквилибрираната среда в улея. Промийте катетъра.

ката изтласкате EmbryoGlue® обратно в улея.

##### Трансфер на ембриони

Експировайте аспирирайте около 0,1 ml EmbryoGlue® от централната ямка и я поставете в улея, докато в спринцовката останат приблизително 20 µL. Под микроскопски контрол и с щащадия действия зареждете ембрионите в катетера в около 5– 10 µL допълнителен обем EmbryoGlue®, поддържайте малко количество въздух. (Малкото въздушно дръжче на върха осигурява по-добро визуализиране на върха при трансфери под ултразвуков контрол). За трансфера на ембриони пропуснете върха на катетъра в около 1 cm от верния обем от около 25– 30 µL среда. **Бавно изтеглете катетъра, като поддържате постоянен натиск върху буталката на спринцовката.** Напарете завършващия микроскопски отег на катетъра.

##### Спецификации

Стерилино филтрирана SAL 10<sup>+</sup>

Тест върху миши ембриони (4клеточни) [% експандирани бластоцисти до 96 часа] ≥ 80

Бактериални ендотоксины (Лимулус амеоцит лиязт тест (LAL)) [EU/mL] < 0,25

Конкретните резултати от тестове за всяка партида могат да бъдат намерени в Сертификата за анализ, предоставен с всяка доставка.

#### Предпазни мерки

Изхвърлете продукта, ако целостта на бутилката е нарушена. Не използвайте EmbryoGlue®, при видимо наличие на мазета.

EmbryoGlue® съдържа рекомбинантни човешки албумин (произведен в дрожди), хиалуронан и гентамицин. Да не се използва при пациенти с известна свръхчувствителност/алергия към някой от компонентите.

Повторното използване може да доведе до микробиологично замърсяване и/или качества промени в продукта.

С цел да се избегне замърсяване, Vitrolife силно препоръчва средата да се отваря и използва само в асептична техника.

Рисковете от репродуктивна токсичност и токсичност на развитието за сред за ин vitro оплождане (IVF), включително IVF сред на Vitrolife, не са определени и не са ясни.

Не е предначертан за инжектиране.

**CS: Indicace k pouziti**

Připravok pro přenos ембрионů

#### Opis produktu

EmbryoGlue® je médium puřované hydrogenuhličníkem. Obsahuje rekombinantní lidský albumin, hyaluronan a gentamicin jako antibakteriální přípravek.

Pro použití po dosažení rovnováhy při teplotě +37° C v atmosféře s 6 % koncentrací CO2.

**Vorichtsmaßnahmen**

Entsorgen Sie das Produkt wenn die Flasche beschädigt ist. Verwenden Sie EmbryoGlue® nicht, wenn es trübe erscheint.

EmbryoGlue® enthält rekombinantes Humanalbumin (in Hefe produziert), Hyaluronan und Gentamicin. Nicht anwenden bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit/Allergie in Bezug auf einen der Wirkstoffe.

Die Wiederverwendung kann zu einer mikrobiologischen Kontamination und/oder zu einer veränderten Beschaffenheit des Produktes führen.

Um Verunreinigungen zu verhindern, dürfen die Medienbehälter nur unter Anwendung aseptischer Techniken geöffnet und verwendet werden.

Die Risiken einer Toxizität für IVF-Medien in Hinblick auf Reproduktion und Entwicklung, inklusive der IVF-Medien von Vitrolife, wurden noch nicht bestimmt und gelten als unsicher. Nicht zur Injektion bestimmt.

**EL: Ενδείξεις χρήσης**

Μέσο εμβρυοεπίθεσης

**Παρηγορητικό του προϊόντος**

Το EmbryoGlue® είναι βιολογικό μέσο με διατηρητικό που περιέχει αναουσιωμένη ανθρώπινη αλβουμίνη, υαλουρονάνη και γενταμικίνη ως αντιβακτηριακό παράγοντα.

Για χρήση ύστερα από εξοισόρρηση στους +37° C και σε σπινθηροσκόπ 6% CO2.

**Οδηγίες φύλαξης και σταθερότητα**

Να φυλάσσεται στο σκοτάδι σε θερμοκρασία από +2 έως +8 °C.

Το EmbryoGlue® είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο ετικετα και στο Ποτιστικό Ανάλυση της συγκεκριμένης παρτίδας.

**Δε πρέπει να αποθηκεύεται φάκης μόνον του χρόνου ανοχής. Απορρίψτε το υπόλοιπο μέσο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.**

**Οδηγίες χρήσης**

**Προετοιμασία τρυβλίου**

Προετοιμάστε το εμβρύο σε EmbryoGlue® για τουλάχιστον 10 λεπτά στους +37° C σε περιβάλλον 6% CO2 πριν τη μεταφορά του εμβρύου στον χώρο όπου θα χρησιμοποιηθεί για έως και 4 ώρες. Για να απορριψτεί την εξήγηση, κροτήστε το κλύμα στο τρυβλίο.

Σε μη υγρατημένο περιβάλλον, το τρυβλίο δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται για περισσότερο από 6 ώρες.

**Προετοιμασία εμβρύων**

Εξοισορρήστε το εμβρύο σε EmbryoGlue® για τουλάχιστον 10 λεπτά στους +37° C σε περιβάλλον 6% CO2 πριν τη μεταφορά του εμβρύου στον χώρο όπου θα χρησιμοποιηθεί για έως και 4 ώρες. Για να απορριψτεί την εξήγηση, κροτήστε το κλύμα στο τρυβλίο.

Σε μη υγρατημένο περιβάλλον, το αολοκλήρωσε τη διαδικασία εμβρυοεπίθεσης εντός 6 ωρών μετά την προετοιμασία του τρυβλίου.

**Προετοιμασία του καθετήρα μεταφοράς**

Συνδέστε τον καθετήρα μεταφοράς σε μια μη τοξική σπινθηροσκόπ 1 ml και ασιρίρατε περίπου 0,5 ml του μέσου εμβρυοεπίθεσης στο τη εξωτερική τρύπα. Εκπλύνετε τον καθετήρα απορριπτόμενο το EmbryoGlue® πίσω στην τρύπα.

<b>Embriju transférs</b>	
<span></span> <div>Péc skalošanas, leveicet šlijroč aptuveni 0,1 ml EmbryoGlue® no centrálās iedobes un izspiediet to ārējā iedobē līdz šlijrčā ir atlikusi aptuveni 20 µl. Kontrolējiet darbības zem mikroskopa, uzmaņņi izspiediet katetrā embrijus aptuveni 5–10 µl lielā EmbryoGlue® vides tilpumā. Pēc tam iepildiet katetrā nelielu gaisa daudzumu (veicot transferu ultraskaņas kontrolē, neliela gaisa burbuliis katetrā galā nodrošina labāku šķidrūzīdācību). Lai veiktu embriju transferu, leveicetjiet katetra galu dzemdes dobumā aptuveni 1 cm no dobuma augšējās daļas un izspiediet embrijus aptuveni 25–30 µl lielā vides tilpumā. <b>Lēnām, turot nemanīgu spiedienu uz šlijrčes virzuli, izveiciet katetu.</b> Veiciet galējo katetra pārbaudi zem mikroskopa.</div>	
<b>Tehniskā dati</b>	
Filtrēts ar sterilu filtru	SAL 10 <sup>-9</sup>
Peles embrija tests (1 šūna) [% paplašināta blastocista 96 stundu laikā]	≥ 80
Baktēriju endotoksīni (LAL tests) [EU/ml]	< 0.25
Partijai raksturīgie testa rezultāti ir norādīti analīzes sertifikātā, kas pieejams katrā piegādē.	
<b>Piesardzības pasākumi</b>	
Ja pudelītes integritāte ir zaudēta, likvidējiet izstrādājumu. Nelieliejiēt EmbryoGlue® šķīdumu, ja tas izskatās duļķains. EmbryoGlue® satur rekombināto cilvēka albumīnu (ražots raugā), hialuronānu un gentamicīnu. Nelielot pacientiem ar zināmu paaugstinātu jutību/alerģiju pret jebkuru sastāvdaļu. Aļskatīto lietošana var izraisīt mikrobioloģisku kontamināciju un/vai mainīt izstrādājuma īpašības. Lai izvairītos no inficēšanās, uzņēmums Vitrolife stingri iesaka atvērt un izmantot šķīdumu tikai ar aseptisku metodi. Reprodukтивās toksicitātes un embriotoxicitātes risks maksīgās apaugušošanas šķīdumiem (In Vitro Fertilization – IVF), tostarp Vitrolife IVF™ šķīdumiem, nav noteikts un nav zināms.	
Nav paredzēti injicējami.	

**NLN: Gebruiksaanwijzing**
Medium voor embryotransfer.

**Productbeschrijving**
EmbryoGlue® is een bicarbonaat gebufferd medium met recombinant human albumine, hyaluronaan en bevat gentamicine als antibacterieel middel.
Voor gebruik eerst evenleren bij 37°C en 6% CO2-atmosfeer.

**Bewaringsvoorschriften en stabiliteit**
Bewaar donker bij +2 tot +8 °C.

EmbryoGlue® is stabiel tot de vervaldatum, vermeld op elke fles en op het LOT-specifieke analyse certificaat (CoA).

**Geopende flessen best niet bewaren. Restendend medium niet meer gebruiken.**

**Aanwijzingen voor gebruik**

**Voorbereiding van schaaltes**

Voeg niet minder dan 0,5 ml EmbryoGlue® toe in de well en niet minder dan 0,5 ml in de rand van een 1-well schaal. Equilibreer de schaal aan +37°C en 6 % CO2 gedurende 2–24 uur met het deksel open.

In een niet-bevochtigde omgeving mogen schaaltes niet langer dan 6 uur worden bewaard.

**Voorbereiding van embryo's**

Equilibreer de embryo's in EmbryoGlue® gedurende minimum 10 minuten aan +37°C in een 6% CO2 omgeving voor de transfer procedure. De embryo's kunnen maximaal 4 uur in EmbryoGlue® geloubeerd blijven. Houd het deksel op het schaalte om verdamping te vermijden.

In een niet-bevochtigde omgeving dient u de procedure voor embryo transfer binnen 6 uur na bereiding van de schaal te voltooien.

**Voorbereiding van transfer katheter**

Bevestig de transfer katheter aan een niet-toxische 1 mL spuit en zuig ongeveer 0,5 mL van het geëquilibreerde medium op uit de rand. Spoel de katheter door EmbryoGlue® terug in de rand van het schaalte te spuiten.

**Embryo transfer**

Neem nadien ongeveer 0,1 ml EmbryoGlue® uit de center-well en spuit terug uit in de rand van het schaalte tot er nog ongeveer 20 µl overblijft in de spuit. Onder de microscoop, neemt men voorzichtig de embryo's op in de katheter samen met ongeveer 5-10 µl EmbryoGlue®, gevogd door een kleine hoeveelheid lucht. (De lucht is in de tip van de katheter verbeterd de zichtbaarheid tijdens echogeleide transfers). Voor de embryo transfer, plaats de katheter in de uterus tot op 1cm van de boven wand en injecteer de embryo's voorzichtig samen met 25–30 µl medium in de uterus. **Trek de katheter traag terug, terwijl de druk op de spuit behouden blijft.** Controleer de katheter onder de microscoop.

**Specificaties**

Steriel gefiltreerd	SAL 10 <sup>-9</sup>
Muizenlest (1-cellig) [% geëxpandeerde blastocysten na 96 h]	≥ 80
Bacteriële endotoxinen (LAL-test) [EU/ml]	< 0.25
LOT specifieke testresultaten zijn beschikbaar op het analysecertificaat dat steeds wordt meegeleverd.	

**Voorzorgsmaatregelen**

Gooi het product weg indien de fles beschadigd is. Gebruik EmbryoGlue® niet als het er troebel uitziet.

EmbryoGlue® bevat recombinant humaan albumine (geproduceerd door gistcellen), hyaluronan en gentamicine. Niet gebruiken bij patiënten met bekende overgevoeligheid/allergie voor een van de componenten.

Hergebruik zou kunnen resulteren in microbiologische contaminatie en/of wijzigingen in de eigenschappen van het product.

Vitrolife raadt aan om media uitsluitend te openen en gebruiken onder steriele condities om besmetting te vermijden.

De risico's op reproductieve toxiciteit en ontwikkelings toxiciteit voor IVF-media, inclusief de IVF-media van Vitrolife werden nog niet onderzocht en zijn onzeker. Niet voor injectie.

**NB: Bruksanvisning**

Medium for tilbaksetting av embryo.

**Produktbeskrivelse**

EmbryoGlue® er et bikarbonatbufferet medium som inneholder recombinant humant serumalbumin, hyaluronsyre og gentamicin som et antibakterielt middel.

For bruk etter ekvibrering ved +37 °C og 6 % CO2-atmosfære.

**Anvisninger for oppbevaring og stabilitet**

Lagres mørkt ved +2 til +8 °C. EmbryoGlue® er stabil inntil utløpsdatoen angitt på etiketten på beholderne og på det LOT-spesifikke analysecertifikatet.

**Medieflasker bør ikke lagres etter åpning. Kast overflødig medium etter at prosedyren er fullført.**

**Bruksanvisning**

**Klargjering av skåler**

Tilsett ikke mindre enn 0,5 mL av EmbryoGlue® i brønnen og ikke mindre enn 0,5 mL i reservoaret til en skål med 1 brønn. Ekvilibrer skålen ved +37°C og 6 % CO2 i 2–24 timer med lokket på. I et miljø som ikke er fuktet, bør ikke skålene lagres i > 6 t.

**Klargjering av embryoer**

Ekvibrer embryoene i EmbryoGlue® i minst ti minutter ved 37 °C ved 6 % CO2 for tilbaksettingen starter. Embryoene kan ligge i EmbryoGlue® etterlagt av litt luft. (Den lille luftfommen gir bedre avbilding av spissen ved ultralydveleidede tilbaksettinger.) Ved tilbaksetting av embryo skål kateterspissen ferres inn i hvornen ca. 1 cm fra øvrste del av hvornomet, og embryoene sprøytes ut i et totalt volum på ca. 25–30 µl av mediet. **Trek kateteret varsomt tilbake mens det opprettholdes et jevnt press på stempelet i sprøyten.** Ufør en endelig undersøkelse av kateteret under mikroskop.

**Klargjering av tilbaksettingskateter**
Fest tilbaksettingskateteret til en 1 mL ikke-toksisk sprøyte og trekk opp ca. 0,5 mL ekvibrert medium fra reservoaret. Skyll kateteret ved å tømme EmbryoGlue® tilbake i reservoaret.

**Tilbaksetting av embryo**

Etter skylling, trekk opp ca. 0,1 ml EmbryoGlue® fra midtbrønnen og tøm ut i reservoaret til det er ca. 20 µl igjen i sprøyten. Under mikroskop overføres embryoene til kateteret i ca. 5–10 µl EmbryoGlue® etterlagt av litt luft.

(Den lille luftfommen gir bedre avbilding av spissen ved ultralydveleidede tilbaksettinger.) Ved tilbaksetting av embryo skål kateterspissen ferres inn i hvornen ca. 1 cm fra øvrste del av hvornomet, og embryoene sprøytes ut i et totalt volum på ca. 25–30 µl av mediet. **Trek kateteret varsomt tilbake mens det opprettholdes et jevnt press på stempelet i sprøyten.** Ufør en endelig undersøkelse av kateteret under mikroskop.

**Spesifikasjoner**

Sterilt filtrert	SAL 10 <sup>-9</sup>
Mouse embryo assay (1-cell)	≥ 80
% ekspanderet blastocyst innen 96 timer]	≥ 80
Bakterielle endotoksiner (LAL-test) [EU/ml]	< 0.25
LOT-spesifikke testresultater er gjengitt på analysecertifikatet som er inkludert i hver leveranse.	

**Forholdsregler**
Kast produktet hvis foreslåingen på flasken er brutt. Ikke bruk EmbryoGlue® dersom det er blakkett.

EmbryoGlue® inneholder rekombinant albumin (produsert i gjær), hyaluronan og gentamicin. Må ikke brukes hos pasienter med kjent hypersensitivitet/allergi overfor noen av komponentene.

Gjennbruk kan føre til mikrobiologisk forurensning og/eller endringer i produktets egenskaper.

For å unngå kontaminering anbefaler Vitrolife at medier åpnes og brukes utelukkende med aseptisk teknikk. Risikoen for reproduksjonstoksisitet og utviklingstoksisitet for IVF-medier, inkludert IVF-medier fra Vitrolife, har ikke blitt fastslått og er usikker.

Skal ikke injiseres.

**PL: Informacje o przeznaczeniu produktu**
podłoże do transferu zarodków
**Opis produktu**
EmbryoGlue® to buforowane wodorowiązanym podłożu zawierające zrekombinowaną albuminę ludzką, kwas hialuronowy oraz gentamicynę jako środek przeciwbakteryjny.
Stosować po zrównoważeniu w temperaturze +37°C i atmosferze zawierającej 6% CO2.
**Instrukcje dotyczące przechowywania i informacje na temat trwałości**
Przechowywać w ciemności, w temperaturze od +2 do +8°C. EmbryoGlue® zachowuje trwałość do terminu przydatności wyszczególnionego na etykiecie pojemników oraz w treści świadectwa analizy poszczególnych partii.
**Nie przechowywać butelek z podłożem po otwarciu. Po**

**wykonaniu procedury usunąć pozostałe podłoże.**

**Instrukcje dotyczące użytkowania**

**Przygotowanie płytek**

Dodaj nie mniej niż 0,5 ml EmbryoGlue® do dolka i nie mniej niż 0,5 ml do ryjnielki płytki jednodokowej. Inkuubuj płytkę w temperaturze +37°C i atmosferze zawierającej 6% CO2 przez 2–24 godzin z należąco pokrywką.

W środowisku bez kontroli wilgotności nie należy przechowywać płytek z medium przez > 6 godzin.

**Przygotowanie zarodków**

Przed wykonaniem transferu inkuubuj zarodki w EmbryoGlue® w atmosferze +37°C w 6% CO2 przez co najmniej 10 minut. Zarodki mogą pozostać w EmbryoGlue® przez maksymalnie 4 godziny. Aby uniknąć parowania, należy pozostawić pokrywkę na płytce.
W środowisku bez kontroli wilgotności należy kończyć procedurę przenoszenia zarodków w ciągu 6 godzin od przygotowaniu płytki.

**Przygotowanie kateteru transferowego**
Zamocuj katater transferowy do nietoksycznej strzykawki o pojemności 1 ml i pobierz około 0,5 ml zrównoważonego podłoża z ryjnielki. Wypucz kateter przez wypuszczenie EmbryoGlue® z powrotem do ryjnielki.

**Przeniesienie zarodków**
Po przepłukaniu pobierz około 0,1 ml EmbryoGlue® ze środkowego dolka, po czym wypuszczaj podłoże do ryjnielki do momentu, w którym w strzykawkę pozostanie w przybliżeniu 20 µl podłoża. Kontrolując przebieg procesu pod mikroskopem, ostrożnie zbieraj zarodki do cewnika; za każdym razem wraz z dodatkową ilością EmbryoGlue®, wnoszącą w przybliżeniu 5 do 10 µl, oraz kończąc pobranie każdego zarodka zapierowaniem niewielkiej ilości powietrza. (Niewielka ilość powietrza w końcówce kateteru polepsza rezultaty obrazowania końcówki w trakcie transferu z wykorzystaniem sondy ultradźwiękowej.) W celu przeniesienia zarodków wprowadź końcówkę kateteru do światła macicy, w odległości około 1 cm od górnego sklepienia, po czym wypuść zarodki wraz z podłożem w łącznej ilości około 25 do 30 µl. **Powoli wyjmij cewnik, wywierając stały nacisk na tłok strzykawki.** Przeprowadź końcowe badanie mikroskopowe kateteru.

<b>Specyfikacja</b> sterylnie filtrowane	SAL 10 <sup>-9</sup>
Mouse Embryo Assay (test rozwoju zarodka mysiego – jednodokowkowy) [% rozprężenia blastocysty w ciągu 96 godzin]	≥ 80
endotoksyny bakteryjne (test LAL) [EU/ml]	< 0,25
Szczegółowe wyniki badań partii uwzględniono w treści świadectwa analizy, które wchodzi w zakres każdej dostawy.	
<b>Środki ostrożności</b> <p>W razie naruszenia butelki zaniechaj użycia produktu i usunąć go. Podłoże EmbryoGlue® nie należy stosować, jeżeli zmętniało.</p> <p>EmbryoGlue® zawiera rekombinowaną albuminę ludzką (wytworzaną w drożdżach), hialuronian i gentamicynę. Nie stosować u pacjentów, u których stwierdzona została nadwrażliwość/aleria na którykolwiek ze składników. Ponowne użycie może spowodować szkzenie mikrobiologiczne i/lub zmiany właściwości produktu. Po nieodpuszczeniu do skażenia Vitrolife stanowczo zaleca otwieranie butelki i stosowanie podłoża wyłącznie w sposób zgodny z zasadami aseptyki. Ryzyko szkodzonego wpływu środków do zapłodnienia pozostającego (IVF) – w tym podłożo do IVF produkcji Vitrolife – na funkcje rozrodcze i rozwój organizmu nie zostało określone i jest niepewne. Produkt nie jest przeznaczony do wstrzykiwania.</p>	

**PTE: Indicações para utilização**
Meio para transferência de embriões.

**Descrição do produto**
EmbryoGlue® é um meio tamponado de bicarbonato que contém albumina humana recombinante, ácido hialurônico e gentamicina como agentes antibacterianos.
Para utilizar após equilibrar a +37 °C e 6% de CO2.

**Instruções de armazenamento e estabilidade**

Conservar ao abrigo da luz entre +2 e +8 °C.

EmbryoGlue® é estável até ao final da data de validade indicada nos rótulos dos frascos e no Certificado de Análise específico do LOTE.

**Os frascos de meios não devem ser armazenados após a abertura. Rejeitar o meio excedente após a conclusão do procedimento.**

**Instruções de utilização**
**Preparação de placas**

Adicione, no mínimo 0,5 ml de EmbryoGlue® ao poço e não menos que 0,5 ml ao fosso de uma placa de 1 poço. Equilibre a placa a +37°C e 6% de CO2 durante 2-24 horas com a tampa colocada.

Num ambiente não humidificado, as placas não devem ser armazenadas durante 6 h.

**Preparação de embriões**

Equilbre os embriões em EmbryoGlue® durante um período mínimo de 10 minutos a +37 °C num ambiente de CO2 a 6% antes da transferência. Os embriões podem ficar em EmbryoGlue® até 4 horas. Para evitar a evaporação, mantenha a tampa sobre a placa.

Num ambiente não humidificado, complete o procedimento de transferência do embrião no espaço de 6 h após a preparação da placa.

**Preparação do cateter de transferência**

Conecte o cateter de transferência a uma seringa atóxica de 1 ml e retire aproximadamente 0,5 ml do meio equilibrado do fosso. Lave o cateter, expulsando EmbryoGlue® de volta para o fosso.

**Transferência de embriões**
Depois de lavar o cateter, retire cerca 0,1 ml de EmbryoGlue® do poço central e expulse para o fosso até ficarem aproximadamente 20 µL na seringa. Sob controlo microscópico, carregue cuidadosamente os embriões para o cateter em aproximadamente 5–10 µL de EmbryoGlue® adicional, seguido de uma pequena quantidade de ar. (A pequena bolha de ar na ponta permite um melhor processamento de imagens da ponta nas transferências eco guiadas). Para a transferência dos embriões, introduza a ponta do cateter no útero a uma distância aproximada de 1 cm da parte superior da cavidade e expulse os embriões num volume total de aproximadamente 25–30 µL de meio. **Retire o cateter suavemente, mantendo uma pressão constante no êmbolo da seringa.** Efetue um exame microscópico final ao cateter.

<b>Especificações</b> Filtrado estéril	SAL 10 <sup>-9</sup>
Ensaio de embriões de rato (unicelular) [% blastocisto expandido em 96 horas]	≥ 80
Endotoxinas bacterianas (ensaio LAL) [UE/ml]	< 0,25
Os resultados do teste específico ao lote estão disponíveis no Certificado de Análise fornecido com cada entrega.	
<b>Precauções</b> <p>Não use o produto se a integridade da garrafa estiver comprometida. Não use EmbryoGlue® se estiver turvo. EmbryoGlue® contém albumina humana recombinante (produzida em leveduras), ácido hialurônico e gentamicina. Não utilizar em doentes com hipersensibilidade/alergia conhecida a qualquer um dos componentes. A sua utilização pode resultar em contaminação microbiológica e/ou em alterações das propriedades do produto. Para evitar contaminação, a Vitrolife recomenda vivamente que a abertura e utilização de meios sejam realizadas apenas com técnica asséptica. Os riscos de toxicidade reprodutiva e toxicidade do desenvolvimento dos meios de fertilização "in vitro", incluindo os meios da Vitrolife, não foram ainda determinados e são incertos.</p>	

**RO: Instrucțiuni de utilizare**
Mediu pentru transferul embrionilor.

**Descrierea produsului**
EmbryoGlue® este un mediu tampon cu bicarbonat, care conține albumină serică umană recombinantă, hialuron și gentamicină ca agent antibacterian.
Pentru utilizare după echilibrare la +37°C și 6 % atmosferă de CO2.
**Instrucțiuni privind păstrarea și stabilitatea**
Se păstrează la Intenrice Intri +2 și +8 °C. EmbryoGlue® este stabil până la data expirării indicată pe etichetele recipientului și pe Certificatul de analiză specific LOTULUI.
**Plăcuțele de medii nu trebuie să fie păstrate după descărieră. Eliminați mediile neutilizate după finalizarea procedurii.**

**Instrucțiuni de utilizare**
**Pregătirea plăcuțelor**
Adăugați cel puțin 0,5 ml de EmbryoGlue® în gură și cel puțin 0,5 ml în șantul unei plăcuțe cu singură gură. Echilibrați recipientul la +37°C și 6% CO2 pentru 2-24 de ore cu capacul pus.
Într-un mediu neumidificat, recipientele nu trebuie să fie păstrate mai mult de 6 ore.
**Pregătirea embrionilor**
Echilibrați embrionii în EmbryoGlue® timp de cel puțin 10 minute într-un mediu cu temperatura de +37°C și 6% CO2 înainte de transfer. Embrionii pot fi în EmbryoGlue® timp de cel mult 4 ore. Pentru a evita evaporarea, lăsați capacul pe plăcuță.
Într-un mediu neumidificat, finalizați procedura de transfer a embrionilor în cel mult 6 ore după pregătirea plăcuței.

**Pregătirea cateterului de transfer**
Atașați cateterul de transfer de o seringa non-toxică de 1 ml și extrageți aproximativ 0,5 ml de mediu echilibrat din șant. Clățiți cateterul eliminând EmbryoGlue® înapoi în șant.

**Transferul de embrioni**
După spălare, extrageți aprox. 0,1 ml de EmbryoGlue® din centrul plăcii și apoi eliminați această cantitate în șant, lăsând aprox. 20 µl. în seringă. Sub control microscopic, încațați ușor embriionii pe cateter în aprox. 5-10 µl de EmbryoGlue® suplimentar, apoi o cantitate mică de aer. (Punga de aer din vârful permite o imagistică mai bună a vârfului pentru transferul ghidate de ultrasunete). Pentru transferul embrionilor, introduceți vârful cateterului în uter la aprox. 1 cm de partea superioară a cavității și eliminați embrionii într-un mediu cu un volum total de aproximativ 25-30 µL.

**Retrageti ușor cateterul, în același timp menținând presiunea constantă asupra pistonului seringii.** Realizați o examinare microscopică finală a cateterului.

<b>Specificatii</b> Filtrat steril	SAL 10 <sup>-9</sup>
Testat pe embrion de soarece (1-celular) [% blastocist expandat în 96 de ore]	≥ 80

Endotoxine bacteriene (testul LAL) [EU/mL] < 0,25
Rezultatele testului aferente LOTULUI sunt disponibile pe Certificatul de analiză prevăzută la fiecare livrare.

**Măsuri de siguranță**

Anunțați produsul dacă integrația faconului a fost compromișă. Nu utilizați EmbryoGlue® dacă este turbure.

EmbryoGlue® conține albumină umană recombinantă (produsă în drojdie), hialuronan și gentamicină. A nu se utiliza la pacienți cu istoric de hipersensibilitate sau alergie la oricare dintre componente.

Realizarea poale conduce la contaminare microbiologică și/sau schimbarea proprietăților produsului.

Pentru a evita contaminarea, Vitrolife recomandă insisten ca mediile să fie deschise și utilizate numai prin tehnica aseptică.

Riscul de toxicitate reproductivă și toxicitate a dezvoltării pentru medile IVF, inclusiv medii IVF ale Vitrolife, nu au fost determinate și sunt incerte.

Nu se injectează.

**SK: Indikácie na použitie**
Medium na transfer embryí.

**Popis produktu**

EmbryoGlue® je médium pufrované bikarbonátom, ktoré obsahuje rekombinantný ľudský albumín, hyaluronan a gentamicín ako antibakteriálnu prípravu.
Na použitie po ekvilibračii pri teplote +37°C v atmosfére s 6 % koncentráciou CO2.

**Pokyny na skladovanie a stabilita**

Skladujte v tme pri teplote +2 až +8 °C.

Medium EmbryoGlue® je stabilné až do dátumu použiteľnosti uvedeného na štítkoch na nádobách a certifikáte o analýze príslušnej šarže.

**Otvorené fľaše s látkou sa nesmú skladovať. Po ukončení zákroku zvyšky látky zlikvidujte.**

**Pokyny na použitie**

**Príprava misiek**
Pridajte aspoň 0,5 ml prípravku EmbryoGlue® do jamky a aspoň 0,5 ml do drážky 1-jamkovej misky. Ekvilibrujte uzavretú miskú pri teplote +37 °C a 6% koncentracii CO2 po dobu 2-24 hodín.
Neskladujte misky dlhšie než 6 hodín v nevlhčenom prostredí.

**Príprava embryí**

Préd presnom ekvilibračii embryá v prípravku EmbryoGlue® po dobu aspoň 10 minút v prostredí s teplotou 37 °C a 6% koncentraciou CO2. EmbryoGlue® musí zostať v prípravku EmbryoGlue® až 4 hodiny. Aby sa predišlo odparovaniu, nechajte miskú uzavzatou.
Dokončite procedúru presnu embryí do 6 hodín od prípravy misky, v prípade nevlhčeného prostredia.

**Príprava nosového katetra**

Prípoje prenosový katéter k 1 ml netoxikkej striekačke a nastriekaním drážky cca. 0,5 ml ekvilibrovaného média Katéter vypláchnite vystrčením prípravku EmbryoGlue® naspäť do drážky.

**Prenos embryí**

Po prepláchnutí nahliadneť cca 0,1 ml EmbryoGlue® zo stredovej jamky a vytresnúť do drážky, aby v striekačke zostalo približne 20 µl. Naliatímle, pod mikroskopom, jemne embrye do katetra s približne 5-10 µl nového prípravku EmbryoGlue® s malým množstvom vzduchu. (malá bublina vzduchu pri špičke umožňuje lepšie zobrazenie špičky pri prenose pod ultrazvukovou kontrolou). Na prenos embryí zaveste troť katetra do maternice, približne 1 cm od hornéj časti dutiny maternice a vytláčajte embryá s približne 25-30 µl prípravku. **Pomaly vyťahajte katéter a zároveň udržiavajte rovnomerný tlak na piest striekačky.** Mikroskopicky kontrolujte katéter.

<b>Špecifikácie</b> Filtrované sterilným spôsobom	SAL 10 <sup>-9</sup>
Test na myšie embryá (1-bunkové) [% expanzovanú blastocysta do 96 hodín]	≥ 80
Bakteriálne endotoxíny (LAL test) [EU/ml]	< 0,25
Výsledky testov jednotlivých šarží nájdete v certifikáte z analýzy dôložného ku každej dostávke.	

**Preventívne opatrenia**

Ak došlo k porušeniu celistvosti liekovky, produkt zlikvidujte. Ak sa zďb výrazk EmbryoGlue® zakalany, nepoužívajte ho.

EmbryoGlue® obsahuje rekombinantný ľudský albumín (vyrobený v kvasnicách), hyaluronan a gentamicín. Nepoužívajte u pacientov so známou precitlivenosťou/alergiou na ktorúkoľvek zo zložiek.

Opakované použitie môže mať za následok mikrobiologickú kontamináciu a/alebo zmeny vlastností produktu.

Aby nedošlo ku kontaminácii spoločnosť Vitrolife dôrazne odporúča aby sa všetky látky otvárali a používali len s pomocou aseptických postupov.

Rizika reprodukčnej a vývojovej toxicity pre IVF médium, vrátane IVF média spoločnosti Vitrolife neboli stanovené a sú neurčité.

Nie je určené na injekčné podanie.

<b>SL: Indikacija za uporabo</b> Medij za prenos zarodkov.	
<b>Opis izdelka</b> EmbryoGlue® je medij, ki je pripravljen za bikarbonatom ter vsebuje človeški rekombinanti albumin, hialuronan in gentamicin kot protibakterijsko sredstvo. Ne uporabljajte pri temperaturi +37 °C in od horneg časti dutiny maternice a vytláčajte embryá s približne 25-30 µl prípravku. <b>Pomaly vyťahajte katéter a zároveň udržiavajte rovnomerný tlak na piest striekačky.</b> Mikroskopicky kontrolujte katéter.	

**Navodila za shranjevanje in stabilnost**
Shranjujte v temnem prostoru pri +2 do +8 °C. EmbryoGlue® je stabilen do dátuma tečeka noka uporabi, navedenega na etiketi na vsebnikih in na potrdilu o analizi za posamezno serijo.
**Stekleničke z medijii ne smete shraniti po odprtju. Po opravljenem postopku zavrzite preostanke medijev.**

**Navodila za uporabo**

**Príprava posod**
Dodajte najmanj 0,5 mL média EmbryoGlue® v